



GL 50 mg/dL  
Blutzuckermessgerät

3 in 1: - Messgerät - Stechhilfe - Plug in USB

Easy to use: hinterleuchtetes Display, breite Teststreifen, einfache Messwertmarkierung für optimiertes Diabetesmanagement: vor dem Essen, nach dem Essen, generelle Markierung

Blutmengenkontrolle: Messung nur bei ausreichend großer Blutprobe

Modernes Design und praktisches Format

Blau hinterleuchtetes, leicht ablesbares LCD-Display

Im Gerät integrierte Stechhilfe mit einstellbarer Stechtiefe

GlucMemory Software in Deutsch und Englisch (bereits installiert): Einfache Ergebnis- und Trendübersicht im Zielkorridor

Freier Download der Software "Health-Manager" unter [update.beurer.com](http://update.beurer.com)

Starter Set: 3 in 1 Messgerät, AST-Kappe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Batterien, USB-Abdeckung, Etui, Gebrauchsanleitung, Kurzanleitung, Blutzucker-Tagebuch

Zur Eigenanwendung geeignet

Erforderliche Blutmenge: 0,6 Mikroliter

Messdauer: ca. 5 Sekunden

Codefree

Messwertspeicher für 480 Messwerte mit Datum, Zeit (Datenbeibehaltung bei Batteriewechsel)

Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage für  
- alle Messwerte - markierte Werte

Blutprobe: frisches Vollblut (kapillär)

Plasma kalibriert

AST-Messung (z.B. am Arm) möglich

Messbereich: 20-630 mg/dL

Abschaltautomatik

Produktmaße (L/H/T): 123 x 28 x 16 mm

Produktgewicht: 37 g (mit Batterien)

2 x Lithiumbatterien CR2032 für mehr als 1.000 Messungen

Aufbewahrung/Transport:	Temperatur:	Rel. Luftfeuchtigkeit
Gerät:	-10°C bis +65°C	< 90 %
Teststreifen:	+ 2°C bis +30°C	< 90 %
Betrieb:	+ 10°C bis +40°C	< 90 %

Medizinprodukt, 3 Jahre Garantie

Ⓜ PZN: schwarz: 7626694 - pink: 2298015 - weiß: 2328006

VE: 5 / Transportkarton: 4 x 5

	EAN-Nr.:	Art.-Nr.:
<b>Deep Black</b>	4211125 463205	463.20
<b>Shiny Pink</b>	4211125 463229	463.22
<b>Pure White</b>	4211125 463243	463.24



- vor dem Essen  
before eating
- nach dem Essen  
after eating
- generelle Markierung  
general marking

Codefree



neue Farben  
new colours



GL 50 mg/dL  
Blood Glucose Monitoring System

3-in-1: - Monitor - Lancing device - Plug-in USB

Easy-to-use: illuminated display, wide test strips, simple measurement marking enables optimised diabetes management: before eating, after eating, general marking

Blood volume check: measurement only possible with sufficient sample of blood

Modern design and practical format

Blue illuminated, easy-to-read LCD display

Lancing device integrated into the unit with adjustable penetration depth

GlucMemory software in German and English (pre-installed): Simple overview of results and trends in target range

Download the software "Health manager" under [update.beurer.com](http://update.beurer.com) for free

Starter set: 3-in-1 monitor, AST cap, 10 lancets, 10 test strips, batteries, USB cover, pouch, instructions for use, brief instructions, blood glucose diary

Suitable for self-testing

Only 0.6 µl of blood necessary

Period of measurement: approx. 5 seconds

Codefree

480 stored results with date, time (data memory also with battery change)

Average value calculation for 7, 14, 30 or 90 days for  
- all measurements - marked values

Blood sample: fresh whole blood (capillary)

Plasma calibrated

AST (e.g. taking blood from arm) possible

Measurement range: 20-630 mg/dL

Automatic switch off

Product measurements (L/H/D): 123 x 28 x 16 mm

Product weight: 37 g (with batteries)

2 x Lithium batteries CR 2032 for more than 1.000 measurements

Storage/Transport:	Temperature:	Rel. humidity:
Unit:	-10°C to +65°C	< 90 %
Test stripes:	+ 2°C to +30°C	< 90 %
Operating:	+10°C to +40°C	< 90 %

Medical product, 3 year guarantee

Sales unit: 5 / Shipping carton: 4 x 5

	EAN no.:	Item no.:
<b>Deep Black</b>	4211125 463205	463.20
<b>Shiny Pink</b>	4211125 463229	463.22
<b>Pure White</b>	4211125 463243	463.24





MESSGERÄT,  
STECHHILFE und  
PLUG IN USB

MONITOR,  
LANCING DEVICE  
and PLUG-IN USB

Codefree



Shiny pink



Pure white



Deep black

