




Stiftung Warentest **GUT (2,2)**

test

Im Test:
16 Blutzucker-
messgeräte

Ausgabe 7/2012
www.test.de

-  — vor dem Essen / before eating
-  — nach dem Essen / after eating
-  — generelle Markierung / general marking



GL 44 mg/dL

Codefree

* EP 2050393

germanengineering

GL 44 mg/dL Blutzuckermessgerät

Easy to use: Beleuchteter Teststreifen-Einführungsschacht, großes hinterleuchtetes Display, breite Teststreifen, einfache Messwertmarkierung für optimiertes Diabetesmanagement: vor dem Essen, nach dem Essen, generelle Markierung

Blutmengenkontrolle: Messung nur bei ausreichend großer Blutprobe

Patentierte* soft & safe Stechhilfe

Starter Set: Messgerät, Stechhilfe, AST-Kappe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Batterien, Etui, Gebrauchsanleitung, Kurzanleitung, Blutzucker-Tagebuch

Zur Eigenanwendung geeignet

Erforderliche Blutmenge: 0,6 Mikroliter

Messdauer: ca. 5 Sekunden

Codefree

Messwertspeicher für 480 Messwerte mit Datum, Zeit (Datenbeibehaltung bei Batteriewechsel)

Speicherwerte vorwärts und rückwärts scrollbar

Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage für
- alle Messwerte - markierte Werte

Blutprobe: frisches Vollblut (kapillär)

Plasma kalibriert

AST-Messung (z.B. am Arm) möglich

Messbereich: 20-630 mg/dL

PC-Kit mit Docking-Station, Kabel und GlucoMemory Software (Deutsch und Englisch) separat erhältlich
Freier Download der Software "Health-Manager" unter update.beurer.com

Abschaltautomatik

Produktmaße: 52 x 95 x 16 mm

Produktgewicht: ca. 44 g (inklusive Batterien)

2 x Lithiumbatterien CR2032 für mehr als 1.000 Messungen

Aufbewahrung/Transport:	Temp.:	Rel.Luftfeuchtigkeit:
Gerät:	-10°C bis +65°C	< 90 %
Teststreifen:	+2°C bis +30°C	< 90 %
Betrieb:	+10°C bis +40°C	< 90 %

Medizinprodukt

 PZN: 7586902

HMV-Nr.

21.34.02.1164

3 Jahre Garantie



VE: 5 / Transportkarton: 4 x 5

EAN-Nr.: 4211125 46315 1

Art.-Nr.: 463.15

GL 44 mg/dL Blood Glucose Monitoring System

Easy to use: Illuminated test strip insertion slot, large illuminated display, wide test strips, simple measurement marking for optimised diabetes management: before eating, after eating, general marking

Blood volume check: measurement only possible with sufficient sample of blood

Patented* soft & safe lancing device

Starter Pack: measuring unit, lancing device, AST-clear cap, 10 lancets, 10 test strips, batteries, pouch, instruction manual, short instruction, blood glucose diary

Suitable for self-testing

Only 0.6 µl of blood necessary

Period of measurement: approx. 5 seconds

Codefree

480 stored results with date, time (data memory also with battery change)

Stored results can be scrolled forward and backward

Average value calculation for 7, 14, 30 or 90 days for
- all measurements - marked values

Blood sample: fresh whole blood (capillary)

Plasma calibrated

AST (e.g. taking blood from arm) possible

Measurement range: 20-630 mg/dL

PC kit with docking station, cable and GlucoMemory software (German and English) available separately
Download the software "Health manager" under update.beurer.com for free

Automatic switch off

Product measurements: 52 x 95 x 16 mm

Product weight: approx. 44 g (including batteries)

2 x Lithium batteries CR 2032 for more than 1.000 measurements

Storage/Transport:	Temp.:	Rel.humidity:
Unit:	-10°C to +65°C	< 90 %
Test strips:	+2°C to +30°C	< 90 %
Operating:	+10°C to +40°C	< 90 %

Medical product

3 year guarantee

Sales unit: 5 / Shipping carton: 4 x 5

EAN no.: 4211125 46315 1

Item no.: 463.15

