



klinion[®] soft fine plus Pen-Nadeln

- 5 Nadellängen
- 100 + 10
- Sicherheits-
abwurfbox

mit quint-tip Schliff



Stand: August 2024

PZN	REF Nr.	Größe	Stück pro Packung
10179649	5265	0,23 mm 32G x 4 mm	110
10179655	5266	0,25 mm 31G x 5 mm	110
09076312	5264	0,23 mm 32G x 5 mm	110
09166245	5260	0,25 mm 31G x 6 mm	110
11340242	5268	0,23 mm 32G x 6 mm	110
09166251	5261	0,25 mm 31G x 8 mm	110
11340259	5269	0,23 mm 32G x 8 mm	110
09166274	5263	0,33 mm 29G x 12 mm	110



Bestellungen und Anfragen
Tel.: 0351 470 25 60
info@eu-medical.de
www.eu-medical.de

KLINION[®]
DIABETES CARE

... mit dem
„plus“ an
Nadeln,
Komfort &
Sicherheit

klinion®

soft fine plus Pen-Nadeln



Empfohlene Nadellänge (nach VDBD)

Patientengruppe: Kinder und Jugendliche

Nadellänge - Hautfalte - Injektion

4* mm - ohne - senkrecht

5 + 6 mm - mit - senkrecht

6 mm - ohne - schräg

8 mm - mit - schräg

Patientengruppe: Erwachsene

Nadellänge - Hautfalte - Injektion

4* + 5* mm - ohne - senkrecht

6 + 8 + 12 mm - mit - senkrecht

6 + 8 + 12 mm - ohne - schräg

12 mm - mit - schräg

* Bei der Injektion in den Oberschenkel und bei schlanken Personen kann im Bauchbereich die Bildung einer Hautfalte auch bei kurzen Nadeln empfohlen sein.

Erhältlich in Ihrer Apotheke und dem Fachhandel.
Achten Sie auf die Lieferung mit Sicherheitsabwurfbox.



Bestellungen und Anfragen

Tel.: 0351 470 25 60

info@eu-medical.de

www.eu-medical.de

KLINION®
DIABETES CARE