


Abwurfbox mit Sicherheitsverschluss zu jeder Packung
Klinion® soft fine® plus Pen-Nadeln.




Bestellinformation

	Produkt	Packungsgröße	PZN
	KLINION® soft fine® plus 0,23 mm (32G) x 4 mm	100 + 10 Stück	10179649
	KLINION® soft fine® plus 0,23 mm (32G) x 5 mm	100 + 10 Stück	09076312
	KLINION® soft fine® plus 0,25 mm (31G) x 6 mm	100 + 10 Stück	09166245
	KLINION® soft fine® plus 0,25 mm (31G) x 8 mm	100 + 10 Stück	09166251
	KLINION® soft fine® plus 0,33 mm (29G) x 10 mm	100 + 10 Stück	09166268
	KLINION® soft fine® plus 0,33 mm (29G) x 12 mm	100 + 10 Stück	09166274

Stand: Januar 2014

soft fine® plus



NEU

AB SOFORT AUCH
IN 4 MM LÄNGE

Pen-Nadeln

Geprüftes
Qualitätsprodukt

... mit dem
"plus" an Nadeln,
Komfort & Sicherheit

- 100 + 10
- 6 Nadellängen
- Sicherheitsabwurfbox



 EU Vertreter

Medeco BV | Alexander Flemingstraat 2 | NL-3261 MA Oud-Beijerland | www.medeco.nl

 Hersteller: Medexel Co., Ltd. | 536-65, Geumgwang-Ri,
Geumgwang-Myeon, Ansong-Si, Gyeonggi-Do, Korea



Erhältlich in 6 Nadellängen und 3 Nadelstärken:

Hier ist für jeden die passende Nadel dabei.

0,23 mm (32G) x 4 mm	0,25 mm (31G) x 8 mm
0,23 mm (32G) x 5 mm	0,33 mm (29G) x 10 mm
0,25 mm (31G) x 6 mm	0,33 mm (29G) x 12 mm


Eine sichere Insulininjektion ist gewährleistet durch die richtige Kombination aus Nadellänge und Injektionstechnik.

Empfohlene Nadellänge (nach VDBD)

Kinder und Jugendliche	
senkrecht, ohne Hautfalte	4* mm
senkrecht, mit Hautfalte	5 + 6 mm
schräg, ohne Hautfalte	6 mm
schräg, mit Hautfalte	8 mm
Erwachsene	
senkrecht, ohne Hautfalte	4* + 5* mm
senkrecht, mit Hautfalte	6 + 8 + 10 + 12 mm
schräg, ohne Hautfalte	6 + 8 + 10 + 12 mm
schräg, mit Hautfalte	10 + 12 mm

* Bei der Injektion in den Oberschenkel und bei schlanken Personen auch im Bauchbereich kann die Bildung einer Hautfalte auch bei kurzen Nadeln empfohlen sein.

Achtung: Pen-Nadeln sind Einmalprodukte ②



Durch den Gebrauch kann sich die Nadel verformen und ist nicht mehr steril.

Passen auf alle gängigen Insulinpens:

AUTOPEN 24 von Owen-Mumford

Autopen 24 für Aventis Insulin 3/1 

Autopen 24 für Aventis Insulin 3/2 

BERLIPEN von Berlin-Chemie

BerliPen areo 2 

BerliPen Precision 

BerliPen Junior 

INSULINPENS von sanofi-aventis

ClikStar 

TactiPen 

DIAPEN von Haselmeier

DiaPen 

HUMAPEN von Lilly

HumaPen Savvio 

HumaPen Luxura 

HumaPen HD 

NOVOPEN von Novo Nordisk

NovoPen 4 

NovoPen Echo 

YPSOPEN von Ypsomed

YpsoPen 

pendiq; OptiPen Pro 1 und 2; BerliPen areo, 301 und 302; AutoPen classic; HumaPen Memoir; NovoPen Junior und auf alle Fertipens.