

NANOPASS[®]

Kanüle für Injektions-Pens

Die dünnste Pen-Nadel der Welt



- *Nahezu schmerzfreie Insulininjektion*
- *Einzigtiger asymmetrischer Schliff*
- *Patentierte schlanke, doppelt konische Nadel*




Weil Ihnen Ihre Patienten am Herzen liegen

Nahezu schmerzfreie Insulininjektion

Diabetespatienten haben lange nach einer schmerzarmen Insulininjektion gesucht. Terumo ermöglicht dies mit der weiterentwickelten NANOPASS 34 - der dünnsten Pen-Nadel der Welt¹.

NANOPASS 34 reduziert den Schmerz durch die einzigartige Kombination überragender Produkteigenschaften:


- 1 Kanüledurchmesser -
Dünnste Pen-Nadel der Welt "34G"
- 2 Asymmetrischer Schliff
- 3 Schlanke, doppelt konische Form




1 Dünnste Pen-Nadel der Welt "34G"

NANOPASS 34 ist 22% dünner als eine 32G Pen-Nadel.

- Schmerz hängt hauptsächlich von der Nadeldicke ab. Es gibt 100-200 Schmerzrezeptoren pro cm² menschlicher Haut. NANOPASS 34 reduziert die Wahrscheinlichkeit, die Schmerzrezeptoren zu berühren und macht daher die Insulininjektion nahezu schmerzfrei.
- NANOPASS 34 verursacht weniger Hautverletzungen als eine dickere Nadelgröße und erzeugt dadurch weniger Schmerz.



NANOPASS®



Weniger Schmerz, jeden Tag

2 Asymmetrischer Schliff

- Der einzigartige asymmetrische Schliff der NANOPASS 34 schneidet durch die Haut, anstatt sie zu punktieren. Dies reduziert den Widerstand während der Hautpenetration und führt zu einer nahezu schmerzfreien Insulininjektion.



3 Schlanke, doppelt konische Form

- Die patentierte schlanke, doppelt konische Form reduziert den Injektionswiderstand erheblich. NANOPASS 34 ermöglicht trotz der 34G Nadelspitze einen geringeren Widerstand als eine konventionelle 32G Pen-Nadel.² NANOPASS 34 kombiniert eine nahezu schmerzfreie Insulingabe mit einer einfachen Handhabung.



TERUMO's anspruchvolles Ziel

... ist die Reduzierung körperlicher und mentaler Belastung durch die Insulininjektion. Mit NANOPASS 34 zaubert Terumo ein Lächeln auf das Gesicht Ihrer Patienten.

NANOPASS[®] 34G 4mm

Pen-Nadel - passt auf alle Injektions-Pens (Type A)



Spezifikationen

Artikelnummer	TN*3404M
PZN	9771265
Kanülenspitze	34G (Ø 0,18 mm)
Kanülenlänge	4 mm
Packungsgröße	100 Stück

"TYPE A"
ISO 11608-2



Hergestellt unter Verwendung von latex-freien Komponenten

Kostenfreie Telefonnummer 0800-346 38 68 oder besuchen Sie www.terumo-diabetes.com



Terumo Corporation
44-1, 2-chome, Hatagaya
Shibuya-ku, Tokyo 151-0072,
Japan
Tel.: +81 3 3374 8111
Fax: +81 3 3374 8196

European Headquarters

Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 38 12 11
Fax: +32 16 40 02 49

European Offices

**Terumo Europe N.V.
Benelux Sales Division**
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 39 25 80
Fax: +32 16 39 25 99
The Netherlands:
Tel.: 0800 0220396
Fax: 0800 0220414

Laboratoires Terumo France S.A.
Parc Ariane - Bât. Uranus
1, rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex, France
Tel.: +33 130 96 13 00
Fax: +33 130 43 60 85

Terumo Deutschland GmbH
Ludwig-Erhard-Strasse 6
65760 Eschborn, Germany
Tel.: +49 6196 80 230
Fax: +49 6196 80 23 200

Terumo Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Spreitenbach
Bodenackerstrasse 3
8957 Spreitenbach, Switzerland
Tel.: +41 56 419 10 10
Fax: +41 56 419 10 11

Terumo Europe España SL
Avda. Juan Carlos I, Nº 13 - 7ª Planta
Edificio Torre La Garena
28806 Alcalá de Henares (Madrid),
Spain
Tel.: +34 9021 01 298
Fax: +34 9021 01 358

Terumo Italia S.r.l.
Via Simone Martini, 143 / 145
00142 Roma RM,
Italy
Tel.: +39 0651 96 14 20
Fax: +39 0650 30 407

Terumo Sweden AB
Nya Varvet, Byggnad 90
Sven Källfelts Gata 18
426 71 Västra Frölunda,
Sweden
Tel.: +46 3174 85 880
Fax: +46 3174 85 890

**Terumo Denmark
Filial of Terumo Sweden AB**
Tel.: +45 7020 93 80
Fax: +45 7020 94 80

Terumo UK Ltd
Tamesis
The Causeway
Egham, Surrey
TW20 9AW, United Kingdom
Tel.: +44 1784 476 200
Fax: +44 1784 476 201

**Terumo Europe N.V.
Moscow Representative Office**
BC Northern Tower
13Fr., 10 Testovskaya Street
Moscow 123317, Russia
Tel.: +7 495 988 4740
Fax: +7 495 988 4739

**Terumo Corporation Dubai Branch
(Middle East and Africa)**
Al Masraf Tower, 22nd Floor
P. O. Box 20291 Dubai
U.A.E.
Tel.: +971 4 221 2220
Fax: +971 4 221 3330

**Addresses subject to change,
please consult our Website.
www.terumo-europe.com**



© Registered Trademark
Published by Terumo Europe N.V.
DI 102DE-0113TE-I(01.13)E