

## Ab 15. Februar 2026 verfügbar: Die NEUEN sterilen Einweg-Sicherheits- lanzetten SINGLE-LET<sup>™</sup> NEXT<sup>1,2</sup>

Die SINGLE-LET<sup>™</sup> NEXT ersetzen vollständig die bisherigen SINGLE-LET<sup>™</sup> Einweg-Sicherheitslanzetten.



	Bisher	NEU
Produkt	SINGLE-LET <sup>™</sup>	SINGLE-LET <sup>™</sup> NEXT
PZN	13599889	19371785
Art.-Nr.	85956817	90011879
Packung	200 Stück	200 Stück
AEP/Taxe-EK	19,90 €	19,90 €
Gauge	28	28
Einstichtiefe	1,6 mm	1,5 mm

Gleicher Preis.  
Gleiche Packungsgröße.



**Auslöseknopf** mit einer geriffelten Fingermulde<sup>3,4</sup>

Die Nadel wird automatisch **zurückgezogen und arretiert**, um eine Wiederverwendung auszuschließen

Ergonomische Form mit zusätzlichen Seitenflügeln für einen **sicheren Halt**<sup>3,4</sup> beim Tragen von Handschuhen

Gamma-sterilisierte **28-Gauge-Nadel**, 1,5 mm Einstichtiefe

Die lange Schutzkappe garantiert eine **sterile Nadel** und sorgt für ein **einfaches Abdrehen der Kappe**<sup>3,4</sup>

### SICHERHEIT

- TRBA-250-konform
- Schutz vor unbeabsichtigten Nadelstichverletzungen
- Automatischer Rückzug und sichere Arretierung der Nadel

### KOMFORT

- Silikonbeschichtete **28-Gauge-Nadel**
- Feste Einstichtiefe von 1,5 mm
- Schonende Blutentnahme bei ausreichendem Blutvolumen

### EINFACHE ANWENDUNG

- **Bedienung in nur zwei Schritten**
- Sicheres Handling auch mit Handschuhen<sup>3,4</sup>

# Single-Let<sup>™</sup> next

SINGLE-LET <sup>™</sup> NEXT	Herstellerabgabepreis ohne MwSt. APU/HAP	Apothekeneinkaufspreis ohne MwSt. AEP/Taxe-EK	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche MwSt. Taxe-VK (empf.)
PZN: 19371785 Art.-Nr.: 90011879	18,41 EUR	19,90 EUR	29,90 EUR

- **Packungsinhalt: 200 Stück**
- Haltbarkeit von 5 Jahren (ist während dieses Zeitraums steril und sicher, sofern die Nadelschutzkappe nicht entfernt wird)
- Die Sterilisation erfolgt gemäß EN ISO 11137 und ISO/TS 13004



<b>1 Packung</b>	<b>Beinhaltet 200 Stück</b>		
<b>Material:</b>	GC2 – Karton 280 g/m <sup>2</sup>		
<b>Maße:</b>	Länge: 115 mm	Breite: 115 mm	Höhe: 157 mm
<b>Gewicht:</b>	0,5 kg		
<b>1 Versandkarton</b>	<b>Beinhaltet 10 Packungen = 2.000 Stück</b>		
<b>Material:</b>	5W, EB-Flute, 780 g/m <sup>2</sup>		
<b>Maße:</b>	Länge: 590 mm	Breite: 233 mm	Höhe: 151 mm
<b>Gewicht:</b>	5 kg		
<b>1 Europalette</b>	<b>Beinhaltet 36 Versandkartons = 360 Packungen = 72.000 Stück</b>		
<b>Maße:</b>	800 x 1200 mm		

Mehr Informationen unter:

[www.diabetes.ascensia.de/produkte/single-let-next/](http://www.diabetes.ascensia.de/produkte/single-let-next/)