

# Schwangerschaftsfrühtest



**Top:** Die hohe Empfindlichkeit des Tests ermöglicht oftmals schon den Nachweis von hCG ab 15 mIU/mL - somit bereits 2-3 Tage vor der erwarteten Regel!

**Top:** Mit glasklarem Fenster als Spritzschutz!

**Top:** Innovativer Ansaugstab mit Reservoirkammern = erleichtertes Sammeln / ausreichende Probenmenge

## Opti mac® Schwangerschaftsfrühtest

Schwangerschaftsfrühtest zur qualitativen Bestimmung von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin. Bei der Verwendung des Tests sind zwei verschiedene Methoden (Mittelstrahl- und Eintauchmethode) möglich. Die sichere Nachweisgrenze dieses Tests beträgt 25 mIU/mL. Die hohe Empfindlichkeit des Tests ermöglicht aber oftmals schon den Nachweis von Konzentrationen ab 15 mIU/mL. Box mit 1 Test.