

OMRON HJ-325-EB / HJ-325-EW

OMRON *Walking Style IV*

Schrittzähler



- 3D-Sensor Technologie für höchste Genauigkeit
- Anzeige von täglichen Schritten, Distanz und Kalorienverbrauch
- Aerobic Modus: erkennt automatisch schnellere Schritte und weist diese separat aus
- Aktivitäts-Modus: Separate Messung selbst definierter zeitlich abgegrenzter oder spezieller Aktivitäten
- 7-Tage Speicher
- Funktioniert auch in der Tasche
- Automatische Errechnung der Schrittlänge anhand von Größe und Gewicht

PZN 10192673 (blau)

PZN 10192667 (weiß)

UVP 29,95 €

OMRON *Walking style IV*

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Schrittzähler
Name	OMRON Walking Style IV (HJ-325-EB / HJ-325-EW))
EAN Code	4015672109032 (blau) 4015672109025 (weiß)
Messbereich	Anzahl der Schritte: 0 bis 99.999 Schritte Anzahl der aeroben Schritte: 0 bis 99.999 Schritte Zurückgelegte Strecke: 0,0 bis 9.999,9 km oder 0,0 bis 621,3 Meilen Kalorienverbrauch: 0 bis 59.999 kcal Zeit: 0:00 bis 23:59
Speicher	Letzten 7 Tage im Display
Einstellbereich	Zeit: 0:00 bis 23:59 Gewicht: 30 bis 136 kg in Einheiten von 1 kg / 66 bis 300 lb in Einheit von 1 lb Größe: 100 bis 199 cm in Einheiten von 1 cm / 3`4 bis 6`6 in Einheiten von 1 inch Schrittlänge: 30 bis 120 cm in Einheiten von 1cm / 12" bis 48" in Einheiten von 1 inch
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-10°C bis +40°C; 14°F bis 140°F 30% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur/ Luftfeuchtigkeit	-20°C bis +60°C 30% bis 95% RH / 860-1060hPa
Stromversorgung	3V Lithium Batterie Typ CR2032
Batterie-Lebensdauer	ca. 6 Monate (bei 14 Stunden Gebrauch pro Tag)
Äußere Abmessungen	ca. 42 (B) x 57 (H) x 13 (T) mm ca. 44,5 (B) x 77 (H) x 165 (T) mm (Verpackung)
Gewicht	ca. 23 g (mit Batterien) ca. 74 g (Verpackung)
Zubehör	Schrittzähler, Band, Clip, Batterie und Gebrauchsanweisung
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132 LR Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.